

クリエイション CC

Veneering Ceramic
Metal


WILLI GELLER
Creation
CC



Thomas S. Sing, oral design

明るく、鮮やかに

Willi Gellerが開発し、1988年に発売されたクリエイションは、発売から25年以上経った今でも大きなモデルチェンジもなく、多くの臨床家に支えられてきました。明度設定が高いことで評判の陶材ですが、陶材の粒子が細かく、緻密に焼き上がることで、対合歯や歯肉に優しい材質になっています。



リユースイト強化メタルセラミック



モイスタリングフルード

正確な色調再現

明るく、正確な色調のオパークやデンチンはVITルーミンシェードに忠実に設計されています。オパークの高い遮蔽性はもちろん、不透明な陶材から透明な陶材まで、幅広く揃っていますので、楽しいくらいメリハリの効いた自由な表現ができます。また、モデリングリキッドやモイスタリングフルードを使用すると、カットバックしても型崩れしにくく、築盛しやすくなります。

スターターキット

基本色でそろえたA2セットから、A1～A3.5のシェードでそろえた、おおよそ臨床応用できるマスターセットまでのラインナップがございます。



クリエイションCC スターターキット	190,000円
クリエイションCC トランジションデンチンキット	250,000円
クリエイションCC クリアペーストキット	90,000円
クリエイションCC ジンジバルキット	58,000円

●上段枠内の陶材はVITAシェードに対応しています。
下段枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

COLOR CHART

金属焼付用陶材	クリエイションCC
---------	-----------

VITA SHADE	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
クレアペースト 3g 4,500円 18g 24,000円	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
デンチン 20g 6,000円 50g 13,000円	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
エナメル 20g 6,000円 50g 13,000円	S-058	S-058	S-059	S-059	S-060	S-057	S-059	S-059	S-059	S-060	S-059	S-059	S-060	S-060	S-059	S-059
オペークデンチン 15g 6,000円 50g 17,000円	OD-A1	OD-A2	OD-A3	OD-A3.5	OD-A4	OD-B1	OD-B2	OD-B3	OD-B4	OD-C1	OD-C2	OD-C3	OD-C4	OD-D2	OD-D3	OD-D4

オペークデンチン 15g 6,000円 50g 17,000円	OD-32 havanna		OD-37 curry		OD-41 orange		OD-43 ivory		OD-44 cuba											
クレアペーストモディファイヤー 3g 4,500円 18g 24,000円	White IO		Violet IO		Ochre IO		gold yellow IO		G gingiva											
クレアペーストWOP 3g 4,500円 18g 24,000円	sand			sahara			gold													
クリア 20g 6,000円 50g 13,000円	CL-0				Window UC															
トランスパ 20g 6,000円 50g 16,000円	NT neutral		OT opal		TI-1 blue		TI-2 white		TI-3 pink		TI-4 yellow		TI-5 grey							
エフェクトエナメル 20g 6,000円 50g 16,000円	SI-01 light yellow		SI-02 medium yellow		SI-03 heavy yellow		SI-04 light orange		SI-05 medium orange		SI-06 heavy orange		SO-10 blue		SO-11 orange					
パールエナメル 20g 6,000円 50g 16,000円	PS-0 white			PS-1 blue/white			PS-2 flamingo			PS-3 orange										
ネットトランスパ 15g 6,000円 50g 17,000円	HT-51 iridescent		HT-52 khaki		HT-53 sand		HT-54 honey		HT-55 bordeaux		HT-56 ocker									
シオルダーパウダー 15g 6,000円 50g 17,000円	SP-21 neutral		SP-22 flamingo		SP-23 sand		SP-24 gold		SP-25 red brown		SP-26 yellow gold		SP-27 ivory		SP-28 que yellow		SP-29 honey		SP-G gingival	
メイクイン 15g 6,000円 50g 17,000円	MI-61 ivory		MI-62 lemon		MI-63 honey yellow		MI-64 flamingo		MI-65 gold		MI-66 olive									
アブロキシマルデンチン 15g 6,000円 50g 17,000円	AD-1 light yellow					AD-2 orange														
ジンジバル 15g 6,000円 50g 17,000円	G1 purple		G2 dark pink		G3 light pink		G4 flamingo		G5 rose		G6 dark pink opaque		G7 violet		GN neutral					
グレース 10g 4,800円 20g 8,800円	GL Glaze																			
コレクションパウダー 20g 8,800円	KM Correction Powder																			
ブリーチオペーク 3g 4,500円 18g 24,000円	O-AB																			
ブリーチトランジションデンチン 20g 6,000円 50g 13,000円	TD-BA			BD-A			BD-B			BD-BO										
ブリーチエナメル 20g 6,000円 50g 14,000円	S-AB																			
ブリーチシオルダー 15g 6,000円 50g 17,000円	SP-AB																			

パウダーオペーク 20g 6,000円 50g 13,000円	O-A1, O-A2, O-A3, O-A3.5, O-A4, O-B1, O-B2, O-B3, O-B4, O-C1, O-C2, O-C3, O-C4, O-D2, O-D3, O-D4
フィルオペーク 20g 6,000円 50g 13,000円	FOP
パウダーオペークモディファイヤー 15g 5,000円 50g 16,000円	OM-11 white, OM-12 pink, OM-13 lilac, OM-14 grey, OM-15 sahara, OM-16 ochre, OM-17 brown, OM-G gingival
トランジションデンチン 20g 6,000円 50g 13,000円	TD-A1, TD-A2, TD-A3, TD-A3.5, TD-A4, TD-B1, TD-B2, TD-B3, TD-B4, TD-C1, TD-C2, TD-C3, TD-C4, TD-D2, TD-D3, TD-D4

クリエイション モイスチャリングフルード
25mL 10,000円
クリエイション シオルダーリキッドSPL
50mL 3,000円 25mL 2,000円
クリエイション ユニバーサル&グレースリキッドUFGL
50mL 5,700円 25mL 3,800円
クリエイションCC / ZI-CT モデリングリキッド
MLH 1000mL 27,000円 250mL 8,800円 50mL 2,500円
クレアアロイボンド 8g 19,000円
クリエイション クリアペン 1本 7,500円

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

*価格は希望医院価格です (価格には消費税は含まれません)

管理医療機器 226AFBZX00021000
製造販売元

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西 5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

