

# クリエイション ZI-F



Low Fusing  
Veneering Ceramic  
Zirconium Dioxide

WILLI GELLER  
*Creation*  
ZI-F



Christian Berg, oral design

## 長石系の低融陶材

クリエイションのジルコニア陶材はこの低融陶材ZI-Fから始まりました。長石を多く含むことで、陶材の強度を高めました。



天然長石

## 修正用のKMIは690°C

クリエイションZI-FはクリエイションZI-CTの修正に使用できます。ZI-CTのグレース後に、足りない部分への盛り足すこと、ZI-CTのグレース時に、ZI-CTにZI-Fを20~30%混ぜてアドオン陶材として使用する事ができます。また、ZI-FのKMIは焼成温度690°Cの更に低融の陶材です。修正用としてとても使いやすい陶材です。

## スターターキット

基本色でそろえたA2セットから、A1~A3.5のシェードでそろえた、おおよそ臨床応用できるマスターセットまでのラインナップがございます。

クリエイションZI-F スターターキット 226,000円  
クリエイションZI-F キット1 226,000円  
クリエイション ZI-F キット2 147,000円



●上段枠内の陶材はVITAシェードに対応しています。  
下段枠内の陶材は、カスタムシェードテイク用です。

COLOR CHART

酸化ジルコニア用陶材 クリエイションZI-F

VITA SHADE	A1	A2	A3	A3.5	A4	B1	B2	B3	B4	C1	C2	C3	C4	D2	D3	D4
フレームシェイド 10g 16,000円	FS-1	FS-1	FS-2	FS-2	FS-4	FS-1	FS-1	FS-2	FS-4	FS-1	FS-3	FS-3	FS-4	FS-3	FS-3	FS-3
ネックデンチン 15g 6,800円	HD-01	HD-02	HD-02	HD-03	HD-04	HD-01	HD-02	HD-03	HD-03	HD-01	HD-01	HD-03	HD-04	HD-03	HD-03	HD-02
デンチン 20g 6,800円	D-A1	D-A2	D-A3	D-A3.5	D-A4	D-B1	D-B2	D-B3	D-B4	D-C1	D-C2	D-C3	D-C4	D-D2	D-D3	D-D4
エナメル 20g 6,800円	E-58	E-58	E-59	E-59	E-60	E-57	E-59	E-59	E-59	E-60	E-59	E-59	E-60	E-60	E-59	E-59

フレームシェイド 10g 16,000円	FS-IL(Illusion)				FS-G(Gingival)				FS-NT 4g 6,800円							
オペークデンチンモディファイヤー 15g 6,800円	OD-32 havanna			OD-37 curry			OD-41 orange			OD-43 ivory		OD-44 cuba				
クリア 20g 6,800円	CL-0				Window UC											
トランスパ 20g 6,800円	NT neutral		OT opal		TI-1 blue		TI-2 white		TI-3 pink		TI-4 yellow		TI-5 grey			
エフェクトエナメル 20g 6,800円	PS-0 white		PS-3 orange		SI-02 medium yellow		SI-04 light orange		SI-06 heavy orange		SO-10 blue		SO-11 orange			
ネットトランスパ 15g 6,800円	HT-51 iridescent			HT-52 khaki			HT-53 sand			HT-54 honey			HT-56 ocher			
ショルダーパウダー 15g 8,800円 50g 27,000円	SP-21 neutral		SP-22 flamingo		SP-23 sand		SP-24 gold		SP-25 red brown		SP-28 opaque yellow					
メイクイン 15g 8,800円 50g 27,000円	MI-61 ivory				MI-63 honey yellow				MI-65 gold							
ジンジバル 15g 8,800円 50g 27,000円	G1 purple		G2 dark pink		G3 light pink		G4 flamingo		G5 rose		G6 dark pink opaque		G7 violet		GN neutral	
グレース 10g 6,800円 20g 11,000円	Glaze-GL															
コレクションパウダー 20g 6,800円	Correction Powder-KM															
ブリーチデンチンシェイド 10g 16,000円	FS-AB															
ブリーチデンチン 20g 6,800円	BD-A				BD-B				BD-BO							
ブリーチエナメル 20g 6,800円	S-AB															
ブリーチショルダー 15g 8,800円	SP-AB															

リキッド

クリエイションZI-F モデリングリキッド MLL  
250mL 8,800円 50mL 2,500円

クリエイション ユニバーサル&グレースリキッドUFGL  
50mL 5,700円 25mL 3,800円

クリエイション ショルダーリキッドSPL  
50mL 3,000円 25mL 2,000円

クリエイション モイスチャリングフルードMF  
25mL 10,000円

専用分離材  
クリエイション クリアベン 1本7,500円

製品についての詳細は  
弊社ホームページを  
ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>



管理医療機器 226AFBZX00023000  
製造販売元

株式会社日本歯科商社

東京 本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪 支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

\*価格は希望医院価格です (価格には消費税は含まれません)

