

技工応援キャンペーン

2024年6月21日 Fri ▶ 7月19日 Fri

期間中特別価格にてご提供！！

義歯床用レジン分離剤

JDSレジンセップ



- ✓ 主成分アルギン酸ソーダ
- ✓ 被膜が強固で分離後のレジン面は光沢があります
- ✓ 適度な粘性があり、開リン法に適しています

価格：3,500円 / 1900ml 1,600円 / 500ml

ティーディーフィットスペーサー

- ✓ 水溶性のダイスペーサーです
- ✓ ひと塊ではがすことができます
- ✓ 被膜厚さ 10 μ m
- ✓ 乾燥時間：室温放置約 10分、ドライヤー乾燥約 3分
- ✓ 色調：ホワイト



塗ってはがせる
スペーサー

価格：1,000円 / 10ml

ティーディーキャストイングライナー

- ✓ 非吸水性のライナーで安定した膨張が得られます
- ✓ 滑らかで高い柔軟性を有しています
- ✓ 生体溶解性ファイバー採用



非吸水性

価格：2,500円 #1 幅 32mm×厚 0.7mm 30m巻
価格：3,500円 #2 幅 42mm×厚 0.7mm 30m巻
価格：4,000円 #3 幅 48mm×厚 0.7mm 30m巻

石こう表面硬化・分離剤 アルファコート

- ✓ 流動性が高く、速乾性で石膏への含湿性に優れています
- ✓ 厚さ 8～12 μ m の硬い被膜を形成
- ✓ 高温での湯流しにも剥離せず、ワックスを築盛しても簡単に分離できます



包装：4g×6本、ノズル×6、専用針×1
価格：4,000円

価格は希望医院価格です（価格に消費税は含まれておりません。）

ジーシーグループ

〔販売元〕



JAPAN DENTAL SUPPLY

株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は