


新規採用キャンペーン

1秒・3秒の2500mWストロングモードで秒速重合が可能。  
CRレジンなどをスピード重合できます。

1600mWノーマルモードでは基本重合ができる万能型です。

# NEW 広波長域の ハイパワー光重合照射器!

歯科用重合用光照射器



CR・ボンディング・シーラント・レジンセメントなどあらゆる材料に対応

2500mW  
ハイパワー

ストロングモード

1秒

3秒

1600mW  
ノーマル

ノーマルモード

5秒

10秒

15秒

20秒

## JDS CURE LIGHT 1S

JDS キュアライト 1S

包装 本体 (ハンドピース)・ライトガイド・アイシールド・充電ベース・電源アダプター 価格 54,000円

別売品 ライトガイド 価格 10,800円・充電ベース 価格 7,800円・アイシールド 価格 700円・電源アダプター 価格 1,700円

仕様

外形寸法	248 x 25 x 100mm (ライトガイド含む)
重量	123g (ライトガイド含む)
電源出力	5V DC/2A
バッテリー	3.7V リチウムイオン電池 1500mAh
充電器	AC100~240V, 50/60Hz

360°回転するヘッド

丈夫なメタルヘッド

1.5時間の急速充電

期間：2024年8月21日▷9月20日  
期間中特別価格にご提供いたします!!

軽量  
123g

一般的名称： 歯科重合用光照射器 医療機器分類： 一般医療機器 特定保守管理医療機器

届出番号： 13B2X10104260366

※価格は希望医院価格です (価格に消費税は含まれておりません)。

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は