

[ JDS スプリングセール ]

# JDS Spring SALE

DATE

2024 2/21 wed. → 3/19 tue.

製品についての詳細は  
弊社ホームページをご覧ください。  
<https://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれません)。

歯科技工用真空攪拌器

ツイスター エボリューションII

注文No.

1828-1000

1台で石こう、埋没材、複模型用シリコンおよびアルジネート印象材の練和が可能です。特殊形状のブレードと予備練和モードの反復回転機能により粉と水をほぼ完全に馴染ませることができます。最大100種類のプログラム設定が可能です。バキューム内蔵なのでコンプレッサーへの接続が不要です。

サイズ W152×D235×H285mm

価格 ¥340,000

一般的名称:歯科技工用真空攪拌器  
医療機器分類:一般医療機器  
届出番号:13B2X10104030271



歯科技工用真空攪拌器

ツイスターII

注文No.

1826-1000

練和時間・回転数の設定が可能です。バキューム内蔵ですので、コンプレッサーとの接続の煩わしさがありません。

サイズ W152×D235×H285mm

価格 ¥260,000

一般的名称:歯科技工用真空攪拌器  
医療機器分類:一般医療機器  
届出番号:13B2X10104030273



歯科技工用真空攪拌器

ツイスターII ベンチェリ

注文No.

1827-1000

機能はツイスターIIと同じです。コンプレッサーへの接続が必要です。

サイズ W152×D235×H320mm

価格 ¥220,000

一般的名称:歯科技工用真空攪拌器  
医療機器分類:一般医療機器  
届出番号:13B2X10104030273



※ツイスターシリーズの写真のスタンドは別売です。

サイズ W230×D300×H630mm

価格 ¥47,000

注文No. 1821-0102

サンドブラスター  
ベーシックエコ

1タンク 注文No.

2949-5050

2タンク 注文No.

2949-5025

コストパフォーマンスに優れた省スペース型のサンドブラスターです。用途により1タンクまたは2タンクの仕様からお選びいただけます。

サイズ W350×D400×H275mm

価格 1タンク ¥180,000

2タンク ¥220,000



サンドブラスター  
ベーシッククラシックII

注文No.

2947-4025

レンフェルト社のベーシックなサンドブラスター。必要な基本機能を装備し、二つの独立したタンクとハンドピースを備えております。フットスイッチはどこからでも操作しやすい円形です。

サイズ W355×D415×H270mm

価格 ¥250,000

(タンク:25-70μm×1/70-250μm×1)



スチーム洗浄ユニット  
パワースチーマー1  
タンク式

注文No.

2939-2000

本体タンクから給水のため、移動が容易で設置場所を選びません。

サイズ W370×D350×H422mm

価格 ¥340,000

別売 スケール除去液1000mL  
¥2,400



スチーム洗浄ユニット  
パワースチーマー2  
水道直結式

注文No.

1846-2000

水道直結の給水で常に充填された状態を保持し、いつでもスチーム洗浄が行えます。

サイズ W370×D350×H422mm

価格 ¥500,000

別売 スケール除去液1000mL  
¥2,400



歯科技工用トリマ  
MT3 モデルトリマ

注文No.

1808-2000

高回転なので切削面がきれいに仕上がります。本体は耐久性のあるグラスファイバー強化プラスチックを使用しているので錆の心配がありません。注水は電源と連動しているので操作が簡単です。

サイズ W305×D410×H330mm

価格 ¥190,000

別売 クリテフィックスディスク 80メッシュ5枚 ¥15,000  
120メッシュ5枚 ¥15,000



一般的名称:歯科技工用トリマ 医療機器分類:一般医療機器 届出番号:13B2X10104030292

CAMユニット専用 技工用集塵器

## サイレントパワーCAM EC

注文No.  
2939-2000

モーター耐久時間が5000時間以上と長寿命で、静音設計のCAMユニット専用集塵器です。

サイズ W270×D540×H535mm  
価格 **¥550,000**  
別売 サイレントパワーCAM/  
EC2用モーター  
**¥145,000**  
サイレントパワーCAM/EC2  
用ダストバッグ25枚  
**¥2,200**



技工用集塵器

## サイレント EC2

注文No.  
2937-2000

2つの吸引チャンネルを個別にコントロールできる集塵器です。

サイズ W285×D540×H535mm  
価格 **¥620,000**  
別売 サイレントパワーCAM/  
EC2用モーター  
**¥145,000**  
サイレントパワーCAM/  
EC2用ダストバッグ25枚  
**¥2,200**



技工用集塵器 / CAMユニット専用 技工用集塵器

## サイレントコンパクト

注文No.  
2934-1500

## サイレントコンパクトCAM

注文No.  
2934-3500

静音設計でダストバッグが不要の1人用のコンパクト型集塵器です。

サイズ W245×D500×H440mm  
価格 サイレントコンパクト  
**¥250,000**  
サイレントコンパクトCAM  
**¥270,000**  
別売 サイレントコンパクト/  
CAM用モーター  
**¥28,000**



バイブレーター

## バイブックス

50Hz用注文No.  
1830-2000 60Hz用注文No.  
1830-3000

特殊なショックアブソーバーを採用することで、静かな作業が可能です。

サイズ W275×D220×H140mm  
価格 **¥110,000**  
別売 バイブレーティングボール  
**¥16,000**



ダウエルピン植立用穿孔器

## トップスピンⅡ

注文No.  
1840-1000

軸ブレが0.01mm以下の正確な穿孔が可能です。

サイズ W153×D175×H330mm  
価格 **¥250,000**  
別売 トップスピン用ドリル  
(φ2.02mm 1本)  
(φ2.00mm 1本)  
(φ1.98mm 1本)  
**各¥8,400**  
スマートピン用ドリル  
(φ1.59mm 3本)  
**¥13,000**



センタートリーマー

## ミロプロ

注文No.  
1805-1000

バーの高さを調整できるので歯頸部を傷つけることなくトリミングができます。

サイズ W214×D252×H207mm  
価格 **¥260,000**  
別売 カーバイドバー  
(クロスカット6°)  
カーバイドバー  
(シングルカット6°)  
カーバイドバー  
(シングルカット0°)  
**各¥28,000**



超音波洗浄器

## イーゾークリーン

注文No.  
1850-2000

しつこい汚れもムラなく落とす超音波洗浄器。

サイズ W300×D179×H214mm  
価格 **¥150,000**  
(本体、プラスチックカバー、ステンレスバスケット)



ワックスポット

## パリオE

注文No.  
1452-1000

サイズ W178×D120×H54mm  
価格 **¥90,000**



デンチャー用ワックスポット

## ワックスプロフィ

注文No.  
1440-1000

サイズ W178×D120×H54mm  
価格 **¥60,000**



電気ワックスペン

## ワックスレトリックⅡ

注文No.  
2157-1000

2本のハンドピースそれぞれを温度設定できます。

サイズ W150×D98×H60mm  
価格 **¥78,000**  
別売 ワックスレトリック用チップ No.1~11  
**各¥8,500**  
ワックスレトリック用チップ No.12  
**¥13,000**

一般的名称:歯科用ワックス形成器  
医療機器分類:一般医療機器  
届出番号:13B2X10104030185



H式ワックスインスツルメントヒーター

## ノーフレームプラス

ご愛用のインスツルメントをそのまま使用できます。

サイズ W85×D195×H83mm  
価格 **¥90,000**  
(本体、プロテクティブキャップ2個)  
別売 プロテクティブキャップ10個  
**¥2,900**



## 石膏モデルカッター G2コンセプト

支台歯のマージンを損傷することなく、安全で正確に模型の分割ができます。

サイズ W375×D390×H160mm  
価格 **¥850,000**  
別売 ダイヤモンドジスク替刃  
**¥95,000**



## 歯科技工用電動式ハンドピース Q3プレミアム

仕様 回転数200~60,000rpm、最大トルク11 Ncm  
価格 **¥350,000**

一般的名称:歯科技工用電動式ハンドピース  
医療機器分類:一般医療機器  
届出番号:13B2X10104250368



## 歯科技工用電動式ハンドピース Q3ベーシック

仕様 回転数200~40,000rpm、最大トルク7Ncm  
価格 **¥250,000**

一般的名称:歯科技工用電動式ハンドピース  
医療機器分類:一般医療機器  
届出番号:13B2X10104250368



高演色LEDライト

## Z-80 PRO II ブラック/ホワイト

演色指数Ra97の高演色性能LED素子を採用し、セラミックスの緻密なシェードマッチングに最適です。

仕様 ブラック/ホワイト、重量:1.6kg、色温度:5,000K  
演色指数:Ra97

価格 **¥34,800**

(本体、専用クランプ、ACアダプター[コード長さ1.8m])

別売 デスクベースZ-B16  
(ブラック)  
デスクベースZ-B16W  
(ホワイト)  
**各¥9,800**



ジーシーグループ



## 株式会社日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご利用は