

# レソフェルト サイレント CAM Series Special Campaign 2024.7.22 → 9.20

CAMユニット専用集塵器 サイレント CAM シリーズの特別キャンペーンを実施いたします。  
インターフェイスケーブル※を接続することにより、CAMユニットとの連動が可能です。

## サイレント パワーCAM EC

パワフルなのに静音設計  
長寿命モーターで技工環境を強力サポート



仕様  
モーター稼働時間：5,000 時間以上  
サイズ：W270×D540×H535mm  
重量：約 18kg  
最大体積流量：3,984L/min  
騒音レベル：最大 54.3dB

価格：580,000 円

- ✓ 自動でファインフィルターが振動し、  
粉塵が集塵トレーに振るい落とされます。
- ✓ フィルターバッグが不要で経済的です。
- ✓ 稼働時間 5,000 時間以上の長寿命モーター
- ✓ モーターの交換が簡単にできる、  
メンテナンスに配慮した設計です。
- ✓ 集塵トレーは大容量の 7L

期間中は、専用のファインフィルターと合わせた特別価格にてご提供いたします。

静音設計で小型 CAM ユニット専用の集塵器です。

- ✓ 自動でファインフィルターが振動し、  
粉塵が集塵トレーに振るい落とされます。
- ✓ フィルターバッグが不要で経済的です。
- ✓ モーターの稼働時間 1,000 時間以上
- ✓ モーターの交換が簡単にできる、  
メンテナンスに配慮した設計です。

仕様  
モーター稼働時間：1,000 時間以上  
サイズ：W245×D500×H440mm  
重量：約 13.2kg  
最大体積流量：2,500L/min  
騒音レベル：最大 55dB

価格：290,000 円



## サイレント コンパクトCAM

※インターフェイスケーブルは別売です。

価格は希望医院価格です（価格に消費税は含まれておりません）。

ご用命は

ジーシーグループ [製造販売元]



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288