

TD CASTING LINER

柔軟性や緩衝性を高いレベルでクリアした
ティーディー キャスティングライナー 新発売!



滑らかで高い柔軟性を有しています

ライナー表面の滑らかさと適切な柔軟性を追求した
先進の鑄造用リングライニング材です。
小形リングの内張でもシワになりにくく、
リングにぴったりフィットします。

非吸水性のライナーで安定した膨張が得られます

ライナーに撥水加工を施すことで
鑄型硬化時の吸水膨張を抑え、
安定した膨張が得られます。

生体溶解性ファイバー採用

ファイバーは生体に吸入されても速やかに溶解し、
生理作用で体外に排出される、
人にやさしい製品です。



ティーディー キャスティングライナー
〈非吸水性ライナー〉

- #1 幅32mm **2,500円**
 - #2 幅42mm **3,500円**
 - #3 幅48mm **4,000円**
- 各30m巻、厚さ0.7mm



ティーディー クリスト30
急速加熱型石膏系埋没材

混水比(P/W = 0.28)により強度
があり、亀裂やバリが発生し
にくくなっています。
また、低混水比ですが滑らかで
流動性がよく操作性に優れてい
ます。

■包装: 3kg **3,200円**

一般的名称 : 歯科鑄造用石膏系埋没材
医療機器分類 : 一般医療機器
届出番号 : 27B2X00008000046

製造販売元 **大成歯科工業株式会社**

デンタル キャストライナー
〈吸水性ライナー〉

- #1 幅32mm **3,800円**
 - #2 幅42mm **4,800円**
 - #3 幅48mm **5,500円**
- 各30m巻、厚さ0.7mm



製品についての詳細は
弊社ホームページをご覧ください。

<http://www.dentalsupply.co.jp/>



※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

ご用命は



株式会社日本歯科商社

東京本社 : 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店 : 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所 : 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所 : 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288