



Precise & Stable Milling Machine

CRAFT DRY

乾式5軸ミリングマシン



DOF

期間限定 2025.3.31まで！

「CRAFT DRY コミコミ500万円キャンペーン」

加工機本体セット + 専用集塵機 + 加工機専用台 + CAMソフト + 1年保守 + 運搬設置説明費 までを
セットにした大変お得な期間限定パッケージプラン

対応加工材料

ハイブリッドレジン
ジルコニア
WAX・PMMA
PEEK

Features

01. 90 Degree Milling



Cクランプジグを使用した90度加工が可能です。半円形のジグでディスクを90度の位置に立て、前歯部の唇側面や歯肉部まで0クランプジグに比べクオリティの違いは歴然です。



02. High Frequency Spindle



最大60,000rpmで最大出力800Wのスピンドルでジルコニアだけではなく、PMMAやハイブリッドレジンまで安定的に加工します。

03. Quick Jig Change



クイックジグチェンジ方式を採用し、複雑な過程や別途道具を使用しないで、簡単に早くジグの交換が可能です。

04. Automatic Tool Changer



合計21個のミリングバーの自動交換が可能です。ジルコニア、PMMA、ハイブリッドレジンなど素材にあったミリングバーを自動で交換してくれます。

05. Compact



W430×D620×H712mmのコンパクト設計です。

06. Air Compressor Free



エアコンプレッサーが搭載されているため、別途エアコンプレッサーを準備する必要がありません。



Product

乾式ミリングマシン

CRAFT DRY



[仕様]

サイズ	W430×D620×H712mm	
重量	75kg	
スピンドル	シャンク	4φ
	最大回転速度	60,000 rpm
	出力	DC 450W(Max 800W)
	ツールポケット数	21個
必要電力	1.5kW	
電源	AC100V(50-60Hz)	

一般的名称: 歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 26B2X10038000020

価格 **3,530,000円**

※CRAFT DRY専用集塵機、CRAFT DRY専用台、CAMソフトが別途必要です。

※設置費用・保守費用は別途となります。

製品についての詳細は
弊社ホームページを
ご覧ください▶



<https://www.dentalsupply.co.jp/>


[付属品]



Cクランプジグ



Oクランプジグ



CAD/CAM冠ジグ



ミリングバー一式

[別売品]

CRAFT DRY専用台

価格

250,000円

CRAFT DRY 専用集塵器

価格

200,000円

[CAMソフト]

Hyper DENT Compact for Dry

価格

1,400,000円

[関連製品]

ミリングマシン

CRAFT 5X

WETもDRYも1台で
加工機+集塵機+クーラント・コンプレッサー
内蔵のAll-in-Oneモデル

価格

6,000,000円

※CAMソフト・設置費用・保守費用は別途となります。



一般的名称: 歯科技工室設置型コンピューター支援設計・製造ユニット
医療機器分類: 一般医療機器
届出番号: 26B2X10038000012

※価格は希望小売価格です(価格には消費税は含まれておりません)。※本製品の仕様は予告なく変更することがあります。※印刷物のため、色は実物と多少異なることがあります。

ジーシーグループ



[販売元]

株式会社日本歯科商社

東京本社: 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店: 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所: 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所: 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[製造販売元]

株式会社DOF JAPAN

ご用命は